



ПРЕКРАСНАЯ ПОРА

наш эксперт



МИЛАНА МАРФИНА,

врач-дерматокосметолог
Клинического института
эстетической медицины

наш эксперт



ЯНА ВОРОНИНА,

кандидат медицинских наук,
врач-дерматокосметолог
Клинического института
эстетической медицины

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНЕ РАННЕЙ ВЕСНОЙ? КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ—ЭКСПРЕСС-РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЫСТРОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

K&3: Накануне 8 Марта beauty-процедуры выбирают особенно придирчиво...

Я.В.: **Если нужно достичь заметного омоложения за один визит к косметологу и практически без реабилитационного периода, это реальная, реализуемая задача.**

K&3: Как быстро помочь усталой коже лица с явными признаками старения?

М.М.: Для атоничной кожи с провисаниями и морщинами рекомендована комбинированная терапия. С эффективным очищением, например алмазной микрошлифовкой и клеточным биоомоложением—данному требованию отвечает плазмолифтинг. Глубоким насыщением—этим справляется лазерная биоревитализация плацентарно-гиалуроновыми витаминными нанопрепаратами.

K&3: А травматичность обеспечивается определенной последовательностью воздействий?

М.М.: Именно. Например, побочные эффекты плазмолифтинга (легкая эритема, небольшая отечность) сразу же снимаются лазерной биоревитализацией. Подтянутый овал лица, свежая кожа с выровненным микрорельефом и без выраженных морщин— вот что получает пациентка на выходе. Для пролонгированного эффекта—до полугода—потребуется три—пять процедур с интервалом в семь—десять дней.

K&3: В этом комплексном решении используется плазмолифтинг. Он позволяет осуществлять контурную пластику лица?

Я.В.: Да, и с большим успехом. Нередко у пациентов, прошедших процедуру плазмолифтинга, отпадает необходимость волюметрической гармонизации препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Фибриновый аутогель, полученный из собственной крови после специальной ее обработки, отлично справляется с коррекцией контуров лица, заполняет складки и борозды (в том числе носослезную), сглаживает морщины, обеспечивая естественное омоложение лица без отеков и утяжеления тканей.

K&3: Инъекции аутоплазмы также проводятся по принципу мезотерапии?

Я.В.: Верно. Методом центрифугирования (европейский стандарт Regenlab) из насыщенной собственной тромбоцитами фибриновой аутогелем получают обогащенную тромбоцитами аутоплазму. Если сфера действия аутогеля—объемное моделирование лица, то задача мезотерапии аутоплазмой—оздоровление кожи и ликвидация дефектов микрорельефа (мелкие морщины, рубцы, гиперпигментация).

K&3: К плазмолифтингу есть противопоказания?

Я.В.: Это тяжелые гематологические нарушения, например тромбоцитопения, которые делают невозможным приготовление биоматериала с необходимыми свойствами. Если у пациента есть опасения относительно здоровья крови, перед процедурой нужно провести ее биохимический анализ. Также ряд аутоиммунных заболеваний, некоторые патологии печени, новообразования лица и шеи. **K&3**